


NEUROCHIRURGIA



Global Technology. **Local** Solutions.



BIOPATE®

Sistema di chiusura cranica





Kit compact PLUS

Fissazione cranica

Il Compact Plus Kit Bioplate® è pratico e leggero. Essendo composto dai principali elementi del sistema di fissazione Bioplate®, altamente economico, soddisfa le esigenze del neurochirurgo e del personale di sala.





Il Compact Plus Kit Bioplate® contiene un assortimento di placche in titanio d'uso più comune e consente una grande libertà di personalizzazione, in base alle esigenze dei singoli utenti.

Il Kit Compact Plus è disponibile nelle seguenti versioni:


- 1,9 mm
- 1,5 mm
- 1,5 mm a basso profilo.






PRODOTTI



1  <i>Placca retta a 2 fori piccola</i>	2  <i>Placca retta a 2 fori grande</i>	3  <i>Placca retta di compressione a 2 fori</i>	4  <i>Placca retta a 4 fori</i>
5  <i>Placca quadrata a 4 fori</i>	6  <i>Placca quadrata a 4 fori grande</i>	7  <i>Placca quadrata a 6 fori</i>	8  <i>Placca quadrata a 8 fori</i>
9  <i>Placca a Y</i>	10  <i>Placca a X</i>	11  <i>Placca a T</i>	12  <i>Placca flessibile Burr Hole Cover piccola</i>
13  <i>Placca flessibile Burr Hole Cover grande</i>	14  <i>Placca Burr Hole Cover accesso</i>	15  <i>Vite autoperforante</i>	

TIPOLOGIA DI VITI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PRODOTTO
VITI DA 1,9 MM			
81-2068	Lunghezza 3 mm	1	
81-2075		5	
81-2069	Lunghezza 4 mm	1	
81-2076		5	
81-2070	Lunghezza 5 mm	1	
81-2077		5	
81-2078	Lunghezza 6 mm	5	

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PRODOTTO
STRUMENTI E ACCESSORI			
81-3103	Lama del cacciavite	1	
81-3111	Impugnatura del cacciavite	1	
81-2024	Pinze	1	
81-4206	Contenitore	1	

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PRODOTTO
VITI DA 1,5 MM			
81-2065	Lunghezza 3 mm	1	
81-2071		5	
81-2066	Lunghezza 4 mm	1	
81-2072		5	
81-2067	Lunghezza 5 mm	1	
81-2073		5	

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PRODOTTO
STRUMENTI E ACCESSORI			
81-3101	Lama del cacciavite	1	
81-3111	Impugnatura del cacciavite	1	
81-2024	Pinze	1	
81-4205	Contenitore	1	

Tutte le viti sono autofilettanti e autopercoranti e sono disponibili nelle versioni standard e low-profile

BioMesh®

Fissazione cranica

Questa placca a maglia in titanio di concezione originale e di facile impiego si adatta alla conformazione anatomica cranica del paziente.

A differenza delle maglie standard, BioMesh® si può applicare utilizzando forme tridimensionali. La maglia si può formare, tirare o piegare in modo da adattarsi a tutte le superfici ossee. BioMesh® è disponibile con spessori e dimensioni diversi per poter soddisfare le più diverse esigenze ricostruttive.

BIOMESH® 2MC (mm)		BIOMESH® 3MC (mm)	
GAP PLATE	29 x 88	BIOMESH® 3MC	36 x 52
BIOMESH® 2MC	33 x 48	BIOMESH® 3MC	65 x 65
BIOMESH® 2MC	60 x 60	BIOMESH® 3MC	90 x 92
BIOMESH® 2MC	82 x 97	BIOMESH® 3MC	127 x 131
BIOMESH® 2MC	85 x 90	BIOMESH® 3MC	200 x 200
BIOMESH® 2MC	132 x 134		

Caratteristiche BioMesh® 2MC

- Spessore: 0,4 mm
(diametro viti: da 1,5 mm a 1,9 mm);
- Utilizzato per ricostruzioni delicate.

Caratteristiche BioMesh® 3MC

- Munito di vassoio porta strumenti
- Spessore: 0,6 mm
(diametro viti: da 1,5 mm a 1,9 mm)
- Ha una maglia di maggior spessore, ideale per la ricostruzione craniale.



1. Vassoio porta maglia
2. Vassoio porta strumenti



Kit sterile

Fissazione cranica


Il kit Sterile di Bioplate® è una soluzione specifica per la chiusura dei lembi craniali.

Le placche e le viti sterili pronte all'uso rispondono alle esigenze di conservazione e di contenimento dei costi.

Caratteristiche

- Combinazioni semplici di placche e viti in kit monouso
- Kit economici che semplificano la gestione in sala operatoria
- Garanzia di totale sterilità e di pratica conservazione.

Bioplate® fornisce una linea di prodotto completa e un'assistenza di primo livello per l'utenza chirurgica.



PRODOTTI


1



Vite
autoperforante

Quantità: 6

X



Placca retta
a 2 fori

Quantità: 3

2



Vite
autoperforante

Quantità: 6

X



Placca
a X

Quantità: 1


3



Vite
autoperforante

Quantità: 6

X



Placca flessibile Burr
Hole Cover grande

Quantità: 1

INDICAZIONE PER L'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
VITI E PLACCHE PER CHIUSURA CRANICA DIAM. 1,5 MM (NON STERILI)		
81-3018	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 11 mm	1
81-2000	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 11 mm	5
81-3131	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm	1
81-3135	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm	5
81-3144	Placca retta compressione - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm	1
81-2001	Placca retta - 1,5 mm - 4 fori - 19 mm	1
81-2002	Placca a y - 1,5 mm - 5 fori - 18 mm	1
81-2003	Placca a x - 1,5 mm - 6 fori - 17 mm	1
81-2004	Placca a t - 1,5 mm - 5 fori - 15 mm	1
81-2007	Placca boxcar - 1,5 mm - 4 fori - 10 x 10 mm	1
81-3136	Placca boxcar - 1,5 mm - 4 fori - 14 x 14 mm	1
81-2008	Placca boxcar - 1,5 mm - 6 fori - 8 x 17 mm	1
81-2009	Placca boxcar - 1,5 mm - 8 fori - 10 x 24 mm	1
81-2053	Copri foro con profilo flessibile - 1,5 mm - 12 mm	1
81-2054	Copri foro con profilo flessibile - 1,5 mm - 18 mm	1
81-3180	Copri foro per shunt - 1,5 mm - 5 fori - 18 mm	1
81-2065	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 3 mm lungh.	1
81-2066	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 4 mm lungh.	1
81-2067	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 5 mm lungh.	1
81-2071	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 3 mm lungh.	5
81-2072	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 4 mm lungh.	5
81-2073	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 5 mm lungh.	5
81-3101	Punta per cacciavite grande - 1,5 mm diam. - Manico (b)	1
81-3111	Manico cacciavite - large (b)	1
81-2024	Pinze angolate	1
81-4205	Contenitore viti e placche 1,5 mm	1
81-3340	Compact plus kit - 1,5 mm	1

ARTICOLI AGGIUNTIVI DIAM. 1,5 MM (NON STERILI)		
81-3302	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm	50
81-3060	Placca retta - 1,5 mm - 16 fori - 63 mm	1
81-2079	Viti autoperforanti 1,5 mm diam. - 4 mm lungh.	50
81-2011	Viti standard 1,5 mm diam. - 3 mm lungh.	5
81-2012	Viti standard 1,5 mm diam. - 4 mm lungh.	5
81-2013	Viti standard 1,5 mm diam. - 5 mm lungh.	5
81-2014	Viti standard 1,5 mm diam. - 6 mm lungh.	5
81-2015	Viti standard 1,5 mm diam. - 8 mm lungh.	5
81-2016	Viti standard 1,5 mm diam. - 10 mm lungh.	5
81-2017	Viti d'emergenza 1,8 mm diam. - 6 mm lungh.	5
81-3011	Viti standard 1,5 mm diam. - 3 mm lungh.	1
81-3012	Viti standard 1,5 mm diam. - 4 mm lungh.	1

81-3013	Viti standard 1,5 mm diam. - 5 mm lungh.	1
81-3014	Viti standard 1,5 mm diam. - 6 mm lungh.	1
81-3015	Viti standard 1,5 mm diam. - 8 mm lungh.	1
81-3016	Viti standard 1,5 mm diam. - 10 mm lungh.	1
81-3017	Viti d'emergenza 1,8 mm diam. - 6 mm lungh.	1
81-2018	Punta per trapano - 1,2 x 4,5 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-2019	Punta per trapano - 1,2 x 6 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-2020	Punta per trapano - 1,2 x 10 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-2027	Punta per cacciavite - standard - 1,5 mm	1
81-3107	Manico cacciavite, piccolo (A)	1

VITI E PLACCHE PER CHIUSURA CRANICA DIAM. 1,9 MM (NON STERILI)

81-3048	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 12 mm	1
81-3027	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 12 mm	5
81-3020	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 15 mm	1
81-2037	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 15 mm	5
81-3148	Placca retta di compressione - 1,9 mm - 2 fori - 15 mm	1
81-3028	Placca retta - 1,9 mm - 4 fori - 20 mm	1
81-3029	Placca a Y - 1,9 mm - 5 fori - 19 mm	1
81-3030	Placca a X - 1,9 mm - 6 fori - 18 mm	1
81-3031	Placca a T - 1,9 mm - 5 fori - 16 mm	1
81-3034	Placca Boxcar - 1,9 mm - 4 fori - 11 x 11 mm	1
81-3138	Placca Boxcar - 1,9 mm - 4 fori - 15 x 15 mm	1
81-3035	Placca Boxcar - 1,9 mm - 6 fori - 9 x 18 mm	1
81-3036	Placca Boxcar - 1,9 mm - 8 fori - 11 x 25 mm	1
81-2046	Copri foro flessibile - 1,9 mm - 12 mm	1
81-2047	Copri foro flessibile - 1,9 mm - 18 mm	1
81-2049	Copri foro rigido - 1,9 mm - 18 mm	1
81-3181	Copri foro per shunt - 1,9 mm - 5 fori - 18 mm	1
81-2068	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 3 mm lungh.	1
81-2069	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 4 mm lungh.	1
81-2070	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 5 mm lungh.	1
81-2075	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 3 mm lungh.	5
81-2076	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 4 mm lungh.	5
81-2077	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 5 mm lungh.	5
81-2078	Viti d'emergenza 1,9 mm diam. - 6 mm lungh.	5
81-3103	Punta per cacciavite grande - 1,9 mm	1
81-3111	Manico cacciavite - large (B)	1
81-2024	Pinze angolate	1
81-4206	Contenitore placche e viti - 1,9 mm	1
81-3342	Compact Plus Kit - 1,9 mm system	1

INDICAZIONE PER L'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
VITI E PLACCHE PER CHIUSURA CRANICA DIAM. 1,5 MM (NON STERILI)		
81-3306	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 15 mm	50
81-3161	Placca retta - 1,9 mm - 16 fori - 86 mm	1
81-3037	Viti standard 1,9 mm diam. - 3 mm lungh.	5
81-3038	Viti standard 1,9 mm diam. - 4 mm lungh.	5
81-3039	Viti standard 1,9 mm diam. - 5 mm lungh.	5
81-3040	Viti standard 1,9 mm diam. - 6 mm lungh.	5
81-3041	Viti standard 1,9 mm diam. - 8 mm lungh.	5
81-3042	Viti standard 1,9 mm diam. - 10 mm lungh.	5
81-3043	Viti d'emergenza 2,3 mm diam. - 5 mm lungh.	5
81-2080	Viti autoperforanti 1,9 mm diam. - 4 mm lungh.	50
81-3049	Viti standard 1,9 mm diam. - 3 mm lungh.	1
81-3050	Viti standard 1,9 mm diam. - 4 mm lungh.	1
81-3051	Viti standard 1,9 mm diam. - 5 mm lungh.	1
81-3052	Viti standard 1,9 mm diam. - 6 mm lungh.	1
81-3053	Viti standard 1,9 mm diam. - 8 mm lungh.	1
81-3054	Viti standard 1,9 mm diam. - 10 mm lungh.	1
81-3055	Viti d'emergenza 2,3 mm diam. - 5 mm lungh.	1
81-2033	Punta per trapano - 1,5 x 4,5 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-3044	Punta per trapano - 1,5 x 6 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-3045	Punta per trapano - 1,5 x 10 mm - trapano standard a bassa velocità	1
81-2034	BIO 100 - punta per cacciavite 2 mm	1
81-3107	Manico cacciavite - piccolo (A)	1
VITI E PLACCHE PER CHIUSURA CRANICA - LOW PROFILE (NON STERILI)		
81-5721	Low-Profile - placca retta 1,5 mm - 2 fori - 11 mm	1
81-5722	Low-Profile - placca retta 1,5 mm - 2 fori - 11 mm	5
81-5723	Low-Profile - placca retta 1,5 mm - 2 fori - 14 mm	1
81-5724	Low-Profile - placca retta 1,5 mm - 4 fori - 19 mm	1
81-5725	Low-Profile - placca a Y - 1,5 mm - 5 fori - 18 mm	1
81-5726	Low-Profile - placca a X - 1,5 mm - 6 fori - 17 mm	1
81-5727	Low-Profile - placca a T - 1,5 mm - 5 fori - 15 mm	1
81-5728	Low-Profile - placca Boxcar - 1,5 mm - 4 fori - 10 x 10 mm	1
81-5729	Low-Profile - placca Boxcar - 1,5 mm - 6 fori - 8 x 17 mm	1
81-5730	Low-Profile - placca Boxcar - 1,5 mm - 8 fori - 10 x 24 mm	1
81-5733	Low-Profile - copri foro - 1,5 mm - 18 mm	1
81-5734	Low-Profile - copri foro - 1,5 mm - 12 mm	1
81-5743	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 3 mm	1
81-5744	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 4 mm	1
81-5745	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 5 mm	1
81-5740	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 3 mm	5
81-5741	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 4 mm	5
81-5742	Low-Profile - viti autofilettanti - 1,5 mm - 5 mm	5

81-5751	Lama cacciavite - basso profilo a croce per manico (B)	1
81-3111	Manico cacciavite - large (B)	1
81-2024	Pinze angolate	1
81-4205	Contenitore viti e placche 1,5 mm	1
81-3367	Low-Profile - Compact Plus Kit	1
81-3528	Low-Profile - placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm lungh.	50
81-5746	Low-Profile - viti autoperforanti 1,5 mm - 4 mm	50
81-5750	Lama cacciavite - basso profilo a croce per manico (A)	1
81-3107	Manico cacciavite - piccolo (A)	1
81-3492	Pinze angolate in titanio	1

BIOMESH® (NON STERILI)

81-3021	Countersunk BioMesh® 2MC - 33 x 48 mm	1
81-3022	Countersunk BioMesh® 2MC - 60 x 60 mm	1
81-3023	Countersunk BioMesh® 2MC - 85 x 90 mm	1
81-3024	Countersunk BioMesh® 3MC - 36 x 52 mm	1
81-3025	Countersunk BioMesh® 3MC - 65 x 65 mm	1
81-3026	Countersunk BioMesh® 3MC - 90 x 92 mm	1
81-3140	Countersunk BioMesh® 2MC - 132 x 134 mm	1
81-3141	Countersunk BioMesh® 3MC - 127 x 131 mm	1
81-3142	Countersunk BioMesh® 3MC - 20 x 20 cm	1
81-3159	BioMesh® 2ME - 69 x 79 mm	1
81-3184	Countersunk Biomech® Gap Plate - 29 x 88 mm	1
81-3379	Countersunk BioMesh® Gap Plate - 43 x 109 mm	1
81-3380	Mesh Cutting Scissors	1
81-3568	BioMesh® Bender	1
81-5792	Countersunk BioMesh® 4MC - 20 x 20 cm	1
81-4208	Biomech® Container - 1,5 mm	1
81-4209	Biomech® Container - 1,9 mm	1
81-5788	Countersunk BioMesh® 2MC - 82 x 97 mm	1

VITI E PLACCHE PER CHIUSURA CRANICA DIAM. 1,5 MM (NON STERILI)

81-3573	Placca retta - 1,5 mm - 2 fori - 14 mm (3), viti autoperforanti 1,5 mm - 4 mm (6) - sterile	10
81-3581	Placca retta - 1,9 mm - 2 fori - 15 mm (3), viti autoperforanti 1,9 mm - 4 mm (6)	10
81-3578	Placca a X - 1,5 mm - 6 fori - 17 mm (1), viti autoperforanti 1,5 mm - 4 mm (6)	5
81-3580	Copri foro flessibile - 1,5 mm - 6 fori - 18 mm (1), viti autoperforanti 1,5 mm - 4 mm (6)	5
81-3586	Placca a X - 1,9 mm - 6 fori - 18 mm (1), viti autoperforanti 1,9 mm - 4 mm (6)	5
81-3588	Copri foro flessibile - 1,9 mm - 6 fori - 18 mm (1), viti autoperforanti - 1,9 mm - 4 mm (6)	5

AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione in tutti i mercati in cui operano le aziende del Gruppo.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.




MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti attivi nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. Il tutto offrendo soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.



VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovazione. Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.



I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l. - Società unipersonale
I-20057 Assago (MI) - Via Thomas Alva Edison, 6
Capitale Sociale i.v. € 1.000.000 - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano 2600265
Tel. +39 02 49540340 - Fax +39 02 49540350
www.biomedica-italia.it - info@biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2021 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati