



 **BLACK
ARMOR**[®]
Carbon/PEEK implant material from icotec

La tecnologia nella lotta contro i tumori spinali



Inspired by nature




ifu.icotec-medical.com

Informazioni necessarie per l'utilizzo del dispositivo e un glossario di simboli con relativa spiegazione che potrebbero essere riportati sulle etichette dei prodotti sono disponibili in formato elettronico; versioni attuali e precedenti possono essere scaricate in formato elettronico all'indirizzo ifu.icotec-medical.com (codice = h) o possono essere richieste via e-mail o per telefono a icotec. Su richiesta, icotec fornirà gratuitamente una versione cartacea entro sette giorni di calendario. Le versioni elettroniche possono essere visualizzate con un lettore PDF disponibile gratuitamente (ad esempio Adobe Acrobat Reader, scaricabile all'indirizzo www.adobe.com).

Gamma dei prodotti

Cervical Cage	pag. 4
Anterior Cervical Plate	pag. 6
KONG®-C VBR M	pag. 8
VADER® Pedicle System MIS	pag. 10
Pedicle System Carbon/PEEK	pag. 12
VADER® Pedicle System	pag. 14
LIGHTMORE® Pedicle System	pag. 16
ETURN® Tlif Cage	pag. 18
Plif Cage	pag. 20
KONG®-TL VBR System	pag. 22

- 1 **Cervical Cage**
- 2 **Anterior Cervical Plate**
- 3 **KONG®-C VBR M**
- ZONA LOMBARE**
- 4 **Pedicle Systems**
- 5 **ETURN® tlif cage**
- 6 **PLIF Cage**
- 7 **KONG®-TL VBR System**






**FORMA LORDOTICA
E ANATOMICA**
Adattamento ottimale alle placche
terminali del corpo vertebrale





**IMPIANTO IN
BLACKARMOR®**
Riduzione di artefatti
in procedure di
imaging postoperatorio




**OSTEOINTEGRAZIONE
AFFIDABILE**
Rivestimento poroso in titanio

CERVICAL CAGE




QUALITÀ DI IMAGING ECCELLENTE
focalizzato sull'osso - non sul metallo

CERVICAL CAGES - LORDOTICHE			
CODICE	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	LUNGHEZZA
12-40-0513	13 mm	13 mm	5 mm
12-40-0613			6 mm
12-40-0713			7 mm
12-40-0516	13 mm	16 mm	5 mm
12-40-0616			6 mm
12-40-0716			7 mm
12-40-0816			8 mm




CERVICAL CAGES - ANATOMICHE			
CODICE	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA
12-41-0513	13 mm	13 mm	5 mm
12-41-0613			6 mm
12-41-0713			7 mm
12-41-0516	13 mm	16 mm	5 mm
12-41-0616			6 mm
12-41-0716			7 mm
12-41-0816			8 mm
12-41-0518	13 mm	18 mm	5 mm
12-41-0618			6 mm
12-41-0718			7 mm
12-41-0818			8 mm




TRATTAMENTO DEL TUMORE


Miglioramento nella pianificazione, nella terapia e nel follow-up del trattamento postoperatorio tramite radiazioni con materiale radiotrasparente BlackArmor® Carbon/PEEK



ANTERIOR CERVICAL PLATE



Radiografia intraoperatoria, proiezione laterale icotec Anterior Cervical Plate con quattro viti e KONG®-C VBR M



TAC postoperatoria, proiezione laterale icotec Anterior Cervical Plate e KONG®-C VBR M, visualizzazione dell'adattamento ideale delle placche terminali



RMI postoperatoria, proiezione sagittale icotec Anterior Cervical Plate e KONG®-C VBR M, visualizzazione della decompressione completa

TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONFEZIONATI STERILI

ANTERIOR CERVICAL PLATE				
CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	CURVATURA LORDOTICA
12-70-18-21	Anterior Cervical Plate, 1 segmento	18 mm	21 mm	6°
12- 70-18-23			23 mm	7°
12-70-18-25			25 mm	7°
12-70-18-28			28 mm	8°
12-70-18-38	Anterior Cervical Plate, 2 segmenti	18 mm	38 mm	11°
12-70-18-40			40 mm	12°
12-70-18-43			43 mm	12°
12-70-18-45			45 mm	13°
12-73-18-55	Anterior Cervical Plate, 3 segmenti	18 mm	55 mm	13°
12-73-18-58			58 mm	13°
12-73-18-61			61 mm	14°
12-73-18-64			64 mm	15°
12-73-18-67			67 mm	15°
12-73-18-70			70 mm	16°
12-73-18-73			73 mm	17°
12-73-18-76			76 mm	17°
12-73-18-79			79 mm	18°
12-74-18-70	Anterior Cervical Plate, 4 segmenti	18 mm	70 mm	16°
12-74-18-74			74 mm	17°
12-74-18-78			78 mm	18°
12-74-18-82			82 mm	19°
12-74-18-86			86 mm	20°
12-74-18-90			90 mm	20°
12-74-18-94			94 mm	22°

VITI				
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	CURVATURA LORDOTICA
12-70-40-133	Vite autoflettante	4,0 mm	13 mm	6°
12-70-40-153			15 mm	7°
12-70-42-133	Vite di emergenza autoflettante	4,25 mm	13 mm	11°
12-70-42-153			15 mm	12°

SUPERFICIE OSTEOCONDUTTIVA
Rivestimento in titanio poroso Ti-iT®, fatta eccezione per la parte posteriore al fine di prevenire un'irritazione della dura madre

TRATTAMENTO DEL TUMORE
Il materiale non metallico BlackArmor® non genera artefatti minimi ed elimina la schermatura o la dispersione delle radiazioni

IMPRONTA AMPIA
Ampia superficie di contatto delle placche terminali per ridurre il rischio di migrazione e cedimento




PROFILO DEL DENTE
Per la stabilità di fissazione primaria del dispositivo VBR

CURVATURA LORDOTICA DEL CORPO
Adattamento all'anatomia del paziente

IMPIANTO MODULARE
Diverse altezze, larghezze e angoli

KONG®-C VBR M



Radiografia, proiezione laterale
KONG®-C VBR M
in BlackArmor® Carbon/PEEK
con marker in tantanio



Radiografia, proiezione a-p
KONG®-C VBR M
in BlackArmor® Carbon/PEEK
con marker in tantanio

CORPI KONG®-C VBR M

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA TOTALE INCL. PLACCHE TERMINALI	INCREMENTI
12-80-13xx-0	Corpi, realizzati in BlackArmor® Carbon/ PEEK, espandibili, placche terminali integrate	13 mm	16-66 mm	2 mm


PLACCHE TERMINALI KONG®-C VBR M

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	ALTEZZA	ANGOLO*
12-80-001413	Placche terminali e viti (una vite per placca terminale), realizzate in BlackArmor® Carbon/ PEEK	14 × 13 mm	5,5 mm	0°
12-80-001613		16 × 13 mm	5,5 mm	0°
12-80-001814		18 × 14 mm	5,5 mm	0°
12-80-301413		14 × 13 mm	5,5 mm	3°
12-80-301613		16 × 13 mm	5,5 mm	3°
12-80-301814		18 × 14 mm	5,5 mm	3°
12-80-601413		14 × 13 mm	5,5 mm	6°
12-80-601613		16 × 13 mm	5,5 mm	6°
12-80-601814		18 × 14 mm	5,5 mm	6°
12-80-601814		18 × 14 mm	5,5 mm	6°


* Disponibile su richiesta

VITE KONG®-C VBR M

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE	LUNGHEZZA
12-80-00607	Vite, realizzata in BlackArmor® Carbon/PEEK	M6	7 mm



VADER® PEDICLE SYSTEM MIS



TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONFEZIONATI STERILI


VITI PEDUNCOLARI VADER® 6.0				
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-6022-555xx	Viti in BlackArmor® Carbon/PEEK, poliassiali, cannulate, fenestrate	5,5 mm	25-55 mm	5 mm
16-6022-565xx		6,5 mm	30-60 mm	5 mm
16-6022-575xx		7,5 mm	35-60 mm	5 mm

CANNULE DEL CEMENTO		
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO
42-420	Cannula del cemento	1 pezzo

BARRE MIS IN BLACKARMOR®						
CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-60-700xx	Barre in BlackArmor® Carbon/PEEK	Rette	6,0 mm	000	40-100 mm	10 mm
		Rette	6,0 mm	000	120-160 mm	20 mm
16-60-712xx		Precurvate	6,0 mm	120	40-100 mm	10 mm
16-60-745xx		Precurvate	6,0 mm	450	100-160 mm	20 mm
16-60-70607-9	Barre a J in BlackArmor® Carbon/PEEK: combinazione della versione retta (raggio di curvatura = 000 mm) e precurvata (raggio di curvatura = 450 mm)	Rette e Precurvate	6,0 mm	000 e 450	60/70 mm*	-
16-60-70510-9					50/100 mm	-
16-60-70610-9						60/100 mm
					* Disponibile su richiesta	

BARRE MIS IN BLACKARMOR®						
CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-60-800xx	Barre in titanio	Rette	6,0 mm	000	40-100 mm	10 mm
					120-200 mm	20 mm
					250, 300, 400, 500 mm	

DADO DI BLOCCAGGIO IN TITANIO		
CODICE	DESCRIZIONE	PER DIAMETRO BARRA
16-57-41000	Dado di bloccaggio in titanio	6,0 mm



APPROCCIO CON RISPARMIO DI TESSUTO MUSCOLARE

Adattamento ottimale alle placche
terminali del corpo vertebrale

TRASFERIMENTO DEL CARICO ARMONIZZATO

Minore stress shielding grazie a una
migliore combinazione delle proprietà
del materiale





QUALITÀ DI IMAGING ECCEZIONALE

Grazie all'utilizzo di materiale BlackArmor®,
focalizzato sull'osso – non sul metallo

OSTEOINTEGRAZIONE AFFIDABILE


Rivestimento in titanio poroso Ti-iT®

PEDICLE SYSTEM CARBON/PEEK



Radiografie

Viti peduncolari in
BlackArmor® Carbon/PEEK
e icotec ETurn® TLIF Cage
rivestita di titanio



RMI

Viti peduncolari in
BlackArmor® Carbon/PEEK



TAC

Sinistra: Vite peduncolare
in titanio
Destra: Vite peduncolare in
BlackArmor® Carbon/PEEK

TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONFEZIONATI STERILI

VITI PEDUNCOLARI IN CARBON/PEEK ICOTEC

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-5721-555xx	Viti in BlackArmor® Carbon/PEEK poliassiali, cannulate	5,5 mm	25-55 mm	5 mm
16-5721-565xx		6,5 mm	30-60 mm	5 mm
16-5721-575xx		7,5 mm	35-60 mm	5 mm

BARRE IN BLACKARMOR®

CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-55-000xx	Barre in BlackArmor® Carbon/PEEK	Rette	5,5 mm	000	30-150 mm	10 mm
16-55-012xx		Precurvate	5,5 mm	120	30-100 mm	10 mm
16-55-045xx		Precurvate	5,5 mm	450	100-160 mm	20 mm
16-55-00607-9	Barre a J in BlackArmor® Carbon/PEEK: combinazione della versione retta (raggio di curvatura = 000 mm) e precurvata (raggio di curvatura = 450 mm)	Rette	5,5 mm	000 e 450	60/70 mm*	-
16-55-00510-9		Precurvate			50/100 mm	-
16-55-00610-9					60/100 mm	-

* Disponibile su richiesta

BARRE IN TITANIO


CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-57-900xx	Barre in titanio	Rette	5,7 mm	000	100-500 mm	100 mm

DADO DI BLOCCAGGIO IN TITANIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO
16-57-41000	Dado di bloccaggio in titanio	5,5 mm
		5,7 mm

CONNETTORI TRASVERSI IN TITANIO


CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA
16-57-93034	Connettori trasversi in titanio	30-34 mm
16-57-93442		33-42 mm
16-57-94053		40-53 mm
16-57-95070		50-70 mm



VADER® PEDICLE SYSTEM



Radiografie
Viti peduncolari in BlackArmor® Carbon/PEEK con rinforzo con cemento e icotec ETurn® TLIF Cage rivestita di titanio



RMI
Viti peduncolari in BlackArmor® Carbon/PEEK



TAC
Sinistra: Vite peduncolare in titanio
Destra: Vite peduncolare in BlackArmor® Carbon/PEEK

TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONFEZIONATI STERILI

VITI PEDUNCOLARI VADER®				
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-5722-555xx	Viti in BlackArmor® Carbon/PEEK, poliassiali, cannulate, fenestate	5,5 mm	25-60 mm	5 mm
16-5722-565xx		6,5 mm	30-60 mm	5 mm
16-5722-575xx		7,5 mm	30-60 mm	5 mm

CANNULE DEL CEMENTO		
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ DI CONFEZIONAMENTO
42-420	Cannula del cemento	1 pezzo

BARRE IN BLACKARMOR®						
CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-55-000xx	Barre in BlackArmor® Carbon/PEEK	Rette	5,5 mm	000	30-150 mm	10 mm
16-55-012xx		Precurvate	5,5 mm	120	30-100 mm	10 mm
16-55-045xx		Precurvate	5,5 mm	450	100-160 mm	20 mm
16-55-00607-9	Barre a J in BlackArmor® Carbon/PEEK: combinazione della versione retta (raggio di curvatura = 000 mm) e precurvata (raggio di curvatura = 450 mm)	Rette e Precurvate	5,5 mm	000 e 450	60/70 mm*	-
16-55-00510-9					50/100 mm	-
16-55-00610-9					60/100 mm	-

* Disponibile su richiesta

BARRE IN TITANIO						
CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-57-900xx	Barre in titanio	Rette	5,7 mm	000	100-500 mm	100 mm

DADO DI BLOCCAGGIO IN TITANIO		
CODICE	DESCRIZIONE	PER DIAMETRO BARRA
16-57-41000	Dado di bloccaggio in titanio	5,5 mm
		5,7 mm

CONNETTORI TRASVERSI IN TITANIO		
CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA
16-57-93034	Connettori trasversi in titanio	30-34 mm
16-57-93442		33-42 mm
16-57-94053		40-53 mm
16-57-95070		50-70 mm

TRASFERIMENTO DEL CARICO ARMONIZZATO

Minore stress shielding grazie a una migliore combinazione delle proprietà del materiale

OSTEOINTEGRAZIONE AFFIDABILE

Rivestimento in titanio poroso Ti-iT®


INSERIMENTO CONTROLLATO

Viti con marker radiografico sulla punta della vite

TRATTAMENTO DEL TUMORE

Il materiale non metallico BlackArmor® non genera artefatti minimi ed elimina la schermatura o la dispersione delle radiazioni

LIGHTMORE® PEDICLE SYSTEM



Radiografie

Viti peduncolari in BlackArmor® Carbon/PEEK e icotec ETurn® TLIF Cage rivestita di titani



RMI

Viti peduncolari in BlackArmor® Carbon/PEEK



TAC

Sinistra: Vite peduncolare in titanio
Destra: Vite peduncolare in BlackArmor® Carbon/PEEK

TUTTI GLI IMPIANTI SONO CONFEZIONATI STERILI

VITI PEDUNCOLARI LIGHTMORE®

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-5724-555xx	Viti in BlackArmor® Carbon/PEEK poliassiali, non cannulate	5,5 mm	25-55 mm	5 mm
16-5724-565xx		6,5 mm	30-60 mm	5 mm
16-5724-575xx		7,5 mm	30-60 mm	5 mm

BARRE IN BLACKARMOR®

CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-55-000xx	Barre in BlackArmor® Carbon/PEEK	Rette	5,5 mm	000	30-150 mm	10 mm
16-55-012xx		Precurvate	5,5 mm	120	30-100 mm	10 mm
16-55-045xx		Precurvate	5,5 mm	450	100-160 mm	20 mm
16-55-00607-9	Barre a J in BlackArmor® Carbon/PEEK: combinazione della versione retta (raggio di curvatura = 000 mm) e precurvata (raggio di curvatura = 450 mm)	Rette e Precurvate	5,5 mm	000 e 450	60/70 mm*	-
16-55-00510-9					50/100 mm	-
16-55-00610-9					60/100 mm	-

* Disponibile su richiesta

BARRE IN TITANIO

CODICE	DESCRIZIONE	CURVATURA	DIAMETRO	RAGGIO	LUNGHEZZA	INCREMENTI
16-57-900xx	Barre in titanio	Rette	5,7 mm	000	100-500 mm	100 mm

DADO DI BLOCCAGGIO IN TITANIO

CODICE	DESCRIZIONE	PER DIAMETRO BARRA
16-57-41000	Dado di bloccaggio in titanio	5,5 mm
		5,7 mm

CONNETTORI TRASVERSI IN TITANIO


CODICE	DESCRIZIONE	LARGHEZZA
16-57-93034	Connettori trasversi in titanio	30-34 mm
16-57-93442		33-42 mm
16-57-94053		40-53 mm
16-57-95070		50-70 mm

OSTEOINTEGRAZIONE AFFIDABILE
Rivestimento poroso in titanio

AUTODISTRAZIONE
Il cuneo e il pattern in rilievo
fungono da guida e
ancoraggio dell'impianto





IMPIANTO IN BLACKARMOR®
Riduzione di artefatti in procedure di imaging postoperatorio




ETURN® TLIF CAGE

ETURN® TLIF CAGE

CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
12-57-12-32-07-ITi	32 mm	12 mm	7 mm
12-57-12-32-08-ITi			8 mm
12-57-12-32-09-ITi			9 mm
12-57-12-32-10-ITi			10 mm
12-57-12-32-11-ITi			11 mm
12-57-12-32-12-ITi			12 mm
12-57-12-32-13-ITi			13 mm
12-57-12-32-14-ITi			14 mm
12-57-12-32-15 ITi			15 mm
12-58-16-32-07-ITi	32 mm	16 mm	7 mm
12-58-16-32-08-ITi			8 mm
12-58-16-32-09-ITi			9 mm
12-58-16-32-10-ITi			10 mm
12-58-16-32-11-ITi			11 mm
12-58-16-32-12-ITi			12 mm
12-58-16-32-13-ITi			13 mm
12-58-16-32-14-ITi			14 mm
12-58-16-32-15-ITi			15 mm



QUALITÀ DI IMAGING ECCELLENTE
focalizzato sull'osso - non sul metallo






AUTODISTRAZIONE
Il cuneo funge da guida e ancoraggio dell'impianto

IMPIANTO IN BLACKARMOR®
Riduzione di artefatti in procedure di imaging postoperatorio


OSTEOINTEGRAZIONE AFFIDABILE
Rivestimento poroso in titanio

PLIF CAGE

PLIF CAGE			
CODICE	GEOMETRIA	LUNGHEZZA	ALTEZZA
12-59-02507	Angolo di 0°	25 mm	7 mm
12-59-02509			9 mm
12-59-02511			11 mm
12-59-02513			13 mm
12-59-02515			15 mm
12-59-42507	Angolo di 4°	25 mm	7 mm
12-59-42509			9 mm
12-59-42511			11 mm
12-59-42513			13 mm
12-59-42515			15 mm
12-59-82509	Angolo di 8°	25 mm	9 mm
12-59-82511			11 mm
12-59-82513			13 mm
12-59-82515			15 mm




QUALITÀ DI IMAGING ECCEZIONALE
focalizzato sull'osso - non sul metallo



**POSIZIONAMENTO FLESSIBILE
DELLE PLACCHE TERMINALI**
Per una varietà di approcci
chirurgici diversi

TRATTAMENTO DEL TUMORE
Il materiale non metallico BlackArmor®
non genera artefatti minimi ed elimina
la schermatura o la dispersione delle
radiazioni



IMPIANTO MODULARE
La varietà di corpi principali e placche
terminali consente un adattamento
all'anatomia specifica di ogni paziente



SUPERFICIE OSTEOCONDUTTIVA
Rivestimento in titanio poroso Ti-iT®

IMPIANTO ESPANDIBILE
Espansione con continuità

KONG®-TL VBR SYSTEM



**Radiografia,
proiezione a-p**
BlackArmor® Carbon/PEEK
KONG®-TL VBR E
con punte in tantalio,
fissato all'introduttore



**Radiografia,
proiezione a-p**
Stabilizzazione
toraco-lombare a 360° quasi
priva di metallo
con KONG®-TL VBR E
e VADER® Pedicle System



RMI, proiezione sagittale
Rilevamento di tumori migliorato

CORPI ESPANDIBILI KONG®-TL VBR E

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/DIMENSIONE	DIAMETRO	ALTEZZA
12-91-1919-9	Corpi, realizzati in BlackArmor® Carbon/ PEEK, espandibili, placche terminali integrate	Standalone, XXS	19 mm	19-23 mm
12-91-1922-9		Standalone, XS	19 mm	22-29 mm
12-90-1920-9	Corpi, realizzati in BlackArmor® Carbon/PEEK, espandibili	S	19 mm	20-24 mm
12-90-1923-9		M	19 mm	23-30 mm
12-90-1927-9		L	19 mm	27-37 mm
12-90-1933-9		XL	19 mm	33-49 mm

ESTENSIONI KONG®-TL VBR

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/DIMENSIONE	DIAMETRO	ALTEZZA
12-90-1920-0	Estensioni e viti (una vite per estensione), realizzate in BlackArmor® Carbon/PEEK	S	19 mm	20 mm
12-90-1935-0		M	19 mm	35 mm

PLACCHE TERMINALI KONG®-TL VBR

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/DIMENSIONE	ANGOLO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
12-90-0026/-0426/-0826/-1226	Placche terminali, rotonde, e viti (una vite per placca terminale), realizzate in BlackArmor® Carbon/PEEK	S	0° / 4° / 8° / 12°	26 mm	20 mm
12-90-0033/-0433/-0833/-1233		M	0° / 4° / 8° / 12°	33 mm	25 mm
12-90-0043/-0443/-0843/-1243		L	0° / 4° / 8° / 12°	43 mm	29 mm
12-90-003320/-043320/-083320	Placche terminali, rettangolari, e viti (una vite per placca terminale), realizzate in BlackArmor® Carbon/PEEK	M	0° / 4° / 8°	33 mm	20 mm
12-90-004320/-044320/-084320		L	0° / 4° / 8°	43 mm	20 mm
12-90-005220/-045220/-085220		XL	0° / 4° / 8°	52 mm	20 mm

VITE KONG®-TL VBR

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/DIMENSIONE	LUNGHEZZA
12-90-00806	Vite, realizzata in BlackArmor® Carbon/PEEK	M8	6 mm




AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.



MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.



VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività. Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Addlife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2025 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.