



Rebellion

Kerrison monouso, sterile, con raccogliore per l'osso

Kerrison monouso, sterile, con raccoglitore per l'osso

Rebellion è la nuova Kerrison monouso, sterile, con raccoglitore per l'osso realizzata da Morpheus AG, società tedesca orientata allo sviluppo e realizzazione di prodotti innovativi. Rebellion è uno strumento innovativo che permette di aspirare l'osso e i tessuti asportati dentro un contenitore apposito, riducendo così i tempi operatori.

PERCHÉ UN PRODOTTO MONOUSO?

- Sempre sterile e disponibile
- Migliore qualità e precisione di taglio
- Nessun costo di sterilizzazione
- Nessun rischio di contaminazione
- Nessun rischio di infezione dovuto al processo di sterilizzazione
- Minor rischio di contaminazione dell'osso prelevato
- Quattro fori sulla punta di taglio assicurano che nessuna parte morbida aderisca alla punta a causa dell'aspirazione

- Due lunghezze e tre misure disponibili: lunghezza 160/200 mm / misura 2, 3, 4 mm
- Impugnatura ergonomica evitando l'affaticamento della mano del chirurgo
- Collegamento all'aspiratore chirurgico e al raccoglitore osseo.

CARATTERISTICHE



STERILE



PRESA
ERGONOMICA



RACCOLTA SICURA
DELL'OSSO



TAGLIO SEMPRE
NETTO E PRECISO

VANTAGGI



RISPARMIO DI TEMPO E
QUALITÀ MIGLIORE NELLA
RIMOZIONE OSSEA



MANTENIMENTO DELLA
CONCENTRAZIONE
SUL CAMPO OPERATORIO




MINOR IMPIEGO DI RISORSE
DI SALA OPERATORIA
E MINOR RISCHIO DI
CONTAMINAZIONI




MANTENIMENTO DELLA
STRUTTURA OSSEA ORIGINALE
E PIÙ VELOCE RIUTILIZZO

REBELLION SISTEMA RIMOZIONE DELL'OSSO		
CODICE	MISURA	LUNGHEZZA
REB-02-160	2 mm	160 mm*
REB-02-200	2 mm	200 mm
REB-03-160	3 mm	160 mm*
REB-03-200	3 mm	200 mm
REB-04-160	4 mm	160 mm*
REB-04-200	4 mm	200 mm

* Prodotti disponibili dal 2024



REBELLION CESTELLO DI RACCOLTA		
CODICE	VOLUME	LUNGHEZZA TUBO
BC-16	16 cm³	1000 cm³



Morpheus AG è una società tedesca che ha l'obiettivo di diventare un produttore leader di strumenti chirurgici all'avanguardia altamente innovativi. Per raggiungere questo obiettivo, Morpheus AG sfida costantemente lo status quo ridefinendo gli standard per i dispositivi. Insieme ai chirurghi di tutto il mondo, Morpheus AG progetta e sviluppa strumenti di nuova generazione per la massima sicurezza, efficienza ed efficacia in sala operatoria.

Per maggiori informazioni:
www.morpheus.com.ag




AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.



MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.



VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività. Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Addlife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2025 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.