





NEOVEIL™

Rinforzi riassorbibili in Acido Poliglicolico



NEOVEIL™

Patches in PGA bio assorbibile per il rinforzo delle aree di sutura

Per chirurgia open ed endoscopica
NEOVEIL™ SHEET NEOVEIL™ TUBE

Cos'è Neoveil?

- 100% Acido poliglicolico
- BIOASSORBIBILE
- Rinforzi per tessuti molli e organi

GUNZE

Il gruppo Gunze è stato fondato nel 1896, oggi opera nei comparti tessile, elettronica, alimentare e medicale. Impiega più di 7.300 dipendenti in tutto il mondo. La sede principale è sita a Kyoto, in Giappone. Gunze è un gruppo giapponese che opera sul mercato dal 1896, originariamente nel comparto tessile poi in una serie di mercati, diversificando sempre più l'attività. La Medical Division di Gunze produce e commercia dispositivi medici riassorbibili utilizzando polimeri biocompatibili e collagene di derivazione porcina. Gunze è l'unica società in Giappone con una così vasta gamma di dispositivi medici riassorbibili incluse le suture. Il 40% delle vendite viene realizzato al di fuori dei confini giapponesi. Gunze è impegnata nell'implementazione di una strategia di business molto proattiva. I suoi continui sforzi in termini di ricerca e sviluppo dei prodotti stanno andando anche verso l'ingegneria tissutale, che ha degli enormi potenziali di crescita.

Per maggiori informazioni:
gunze.co.jp/e/medical

L'indicazione di NEOVEIL™
è il rinforzo delle aree di sutura



PREVENZIONE
DELL'AIR LEAKAGE



PREVENZIONE
DEL FLUID LEAKAGE




PREVENZIONE DELLA FISTOLA
PANCREATICA POSTOPERATORIA

NEOVEIL™ è stato utilizzato con successo su diversi distretti corporei

VANTAGGI

1. Rinforzo delle aree che richiedono poco tempo per guarire
2. Rinforzo delle aree dei tessuti molli/organi in chirurgia toracica, addominale e orale
3. Prevenzione delle perdite d'aria dai polmoni, dai bronchi e dal diaframma, dove tale prevenzione è difficile da eseguire utilizzando solo suture o suturatrici chirurgiche.

Prima dell'applicazione, assicurarsi di consultare le istruzioni d'uso




CHIRURGIA DELL'ORECCHIO,
ORALE E MAXILLO FACCIALE

CHIRURGIA TORACICA

CHIRURGIA EPATOBILIARE
E PANCREATICA

CHIRURGIA DES (DISSEZIONE
ENDOSCOPICA DELLA SOTTOMUCOSA)

MANTENIMENTO DELLA FORZA



LO SAPEVATE...

NORMA

...che in Giappone
NEOVEIL™ SHEET
è largamente utilizzato
per prevenire le perdite
d'aria?

2.61
MILIONI

Totale delle vendite
dal 1992 a Ottobre 2021
= **2.610,000**
unità

0.0003%


Il tasso di reclami segnalati
alle autorità è stato dello
0,000268%
= **7 casi dal 1992**
per NEOVEIL™ TUBE e 0 casi
per NEOVEIL™ SHEET

* Secondo i dati di GUNZE PMS

INDICAZIONE PER L'ORDINE


NEOVEIL™ SHEET	
CODICE	DIMENSIONI mm x mm
NV-L-03G	100 x 100 x 0.3
NV-L-015G	100 x 100 x 0.15
NV-M-03G	100 x 50 x 0.3
NV-M-015G	100 x 50 x 0.15

NEOVEIL™ é **verde**, il che lo rende facilmente distinguibile dai tessuti



1 foglio/confezione


Guarda il video
NEOVEIL™ SHEET



Scala 1:1

INDICAZIONE PER L'ORDINE
Per la chirurgia endoscopica

NEOVEIL™ TUBE	
CODICE	RINFORZI RIASSORBIBILI PER SUTURATRICI, AL 100% IN PGA (ACIDO POLIGLICOLICO)
NV-ET-M45A-2	[Medtronic] ENDO GIA II 45mm cartridge (Blue, White, Gray)
	[Medtronic] ENDO GIA Reticulator 45mm cartridge (Blue, White, Gray)
	[Medtronic] ENDO GIA 45mm articulating medium/thick reload with Tri-Staple Technology (Purple)
	[Medtronic] ENDO GIA 45mm articulating vascular/medium reload with Tri-Staple Technology (Tan)
	[Medtronic] ENDO GIA 45mm articulating vascular reload with Tri-Staple Technology (Gray)
	[Panther] ENDO articulating reload 45mm with P2G Technology Blu (CADF-45N)
NV-ET-M45E-2	[Panther] ENDO articulating reload 45mm with P2G Technology Oro (CADF-45S)
	[Johnson & Johnson] ECHELON Endopath 45mm stapler
	[Johnson & Johnson] ECHELON Flex Endopath 45mm stapler
	[Johnson & Johnson] ECHELON Flex Powered Endopath 45mm stapler
	[Medtronic] ENDO GIA II 45mm cartridge (Green)
	[Medtronic] ENDO GIA Reticulator 45mm cartridge (Green)
NV-ET-M60A-2	[Medtronic] ENDO GIA 45mm articulating extra-thick reload with Tri-Staple Technology (Black)
	[Panther] ENDO articulating reload 45mm with P2G Technology Verde (CADF-45D)
	[Panther] ENDO articulating reload 45mm with P2G Technology Nero (CADF-45R)
	[Medtronic] ENDO GIA II 60mm cartridge (Blue, White)
	[Medtronic] ENDO GIA Reticulator 60mm cartridge (Blue, White)
	[Medtronic] ENDO GIA 60mm articulating medium thick reload with Tri-Staple Technology (Purple)
NV-ET-M60E-2	[Medtronic] ENDO GIA 60mm articulating vascular medium reload with Tri-Staple Technology (Tan)
	[Medtronic] ENDO GIA 60mm articulating vascular reload with Tri-Staple Technology (Gray)
	[Panther] ENDO articulating reload 60mm with P2G Technology Blu (CADF-60N)
	[Panther] ENDO articulating reload 60mm with P2G Technology Oro (CADF-60S)
	[Johnson & Johnson] ECHELON Endopath 60mm stapler
	[Johnson & Johnson] ECHELON Flex Endopath 60mm stapler
NV-ET-M60E-2	[Johnson & Johnson] ECHELON Flex Powered Endopath 60mm stapler
	[Medtronic] ENDO GIA II 60mm cartridge (Green)
	[Medtronic] ENDO GIA Reticulator 60mm cartridge (Green)
	[Medtronic] ENDO GIA 60mm articulating extra-thick reload with Tri-Staple Technology (Black)
	[Panther] ENDO articulating reload 60mm with P2G Technology Verde (CADF-60D)
	[Panther] ENDO articulating reload 60mm with P2G Technology Nero (CADF-60R)



1 set/confezione

Guarda il video
NEOVEIL™ TUBE



Note

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a template for writing or drawing. The margins are consistent on all sides.




AddLife è una società svedese che opera in Europa e detiene la proprietà di aziende leader di mercato che offrono soluzioni e prodotti principalmente per il settore "healthcare". La società è quotata dal 2016 al Nasdaq Stockholm, Large Cap. Le società del gruppo AddLife offrono prodotti e servizi di elevata qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio.

La gamma offerta consiste in prodotti di vari fabbricanti distribuiti nei diversi mercati ma anche da prodotti proprietari. La gamma di servizi offerti dalle aziende del Gruppo include servizi di consulenza, supporto tecnico e formazione.

Con questo approccio AddLife crea valore aggiunto per i clienti in tutta Europa e genera una crescita a lungo termine per il Gruppo.

AddLife ha due aree di business denominate "Labtech" e "Medtech" ed è attualmente presente in oltre 25 paesi.



VISIONE

Miglioriamo la vita delle persone operando da leader e creando valore nel settore del Life Science.



MISSION

AddLife fornisce valore aggiunto ai propri clienti nel settore dell'healthcare, dalla ricerca all'assistenza medica. AddLife offre soluzioni, servizi e prodotti, di alta qualità e vantaggioso rapporto costo/beneficio sia nel settore privato che in quello pubblico in Europa.



VALORI

Semplicità - Responsabilità - Impegno - Innovatività. Il successo di AddLife si basa su una cultura aziendale ben supportata in tutto il Gruppo. I valori sono i principi guida nella vita quotidiana di tutti i dipendenti, indipendentemente dal paese in cui operano.

I NOSTRI PIÙ SIGNIFICATIVI VANTAGGI COMPETITIVI

AddLife possiede e sviluppa aziende che migliorano la qualità della vita, riducono la sofferenza dei pazienti e producono benefici sociali. Per realizzare questa visione, offriamo alle aziende del nostro Gruppo soluzioni competitive che soddisfano le esigenze dei clienti sia a breve che a lungo termine.



Distribuito da:

Biomedica Italia S.r.l.
Società unipersonale - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Addlife Development AB
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) Italia
Tel. +39 02 4954 0340 - Fax +39 02 4954 0350
Capitale Sociale € 1.000.000 i.v. - P.IVA e C.F. IT11408800966
Reg. Imp. Milano - R.E.A. Milano 2600265
EUDAMED SRN : IT-IM-000030791
info@biomedica-italia.it - biomedica_italia@pec.it - www.biomedica-italia.it

Il marchio Biomedica è presente in 12 paesi:
Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Italia, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia.

© 2026 Biomedica Italia S.r.l. Diritti riservati

Biomedica Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento qualsiasi modifica ai prodotti/servizi qui previsti.